



Пищевая добавка с 4Life Transfer Factor™



Надлежащая производственная практика (GMP)

Предприятия, на которых изготавливается продукция 4Life, прошли сертификацию NSF® International.



Разработка состава
с учетом определенных целей, адаптируемых к конкретному рынку.



Сырье

4Life уделяет особое внимание происхождению и источникам сырья.



Экстракция

Самые эффективные технологии экстракции для достижения наименьшего возможного размера активных молекул.



4Life Transfer Factor
Formula

4LIFE TRANSFER FACTOR
CLASSIC



КОМПАНИЯ, ПРИНОСЯЩАЯ ПОЛЬЗУ ИММУННОЙ СИСТЕМЕ

4LIFE TRANSFER FACTOR™ CLASSIC

- ✓ Превосходный продукт для начинающих принимать добавки.
- ✓ Каждая капсула содержит 200 мг коровьего молозива.

Состав продуктов 4Life является результатом научных исследований и приверженности принципам высочайшего качества продукции.



Классика 4Life с 1998 года.

90
КАПСУЛ

24,66 г
МАССА НЕТТО

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Принимать по 3 капсулы в день, запивая стаканом жидкости (240 мл).

СОСТАВ:

- 4Life Transfer Factor™ (obtained from bovine colostrum (milk))
- Gelatin
- Maltodextrin
- Water

Содержание в суточной дозе

Молозиво: 600 мг



ПОДБОР ИНГРЕДИЕНТОВ

Мы выбираем и изучаем лучшие ингредиенты, основываясь на результатах международных исследований.



СЫРЬЕ

4Life уделяет особое внимание происхождению и источникам сырья, стремясь обеспечить высочайшее качество ингредиентов:

- При выборе сырьевых материалов мы руководствуемся самыми строгими критериями и используем самые качественные ингредиенты, такие как коровье молозиво.
- Мы проводим оценку и аудит поставщиков.



ЭКСТРАКЦИЯ

4Life применяет самые эффективные технологии экстракции ингредиентов (такие как ультрафильтрация, нанофильтрация) для достижения наименьшего возможного размера активных молекул, что дает возможность заключить в каждую капсулу максимальное количество активного вещества. 4Life запатентовала процесс выделения трансфер факторов из коровьего молозива.



РАЗРАБОТКА СОСТАВА

Окончательный состав продукта определяется с учетом целей, адаптируемых к конкретному рынку. Каждый продукт проходит контрольные испытания с оценкой физических и органолептических свойств.



ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Мы используем самое современное производственное оборудование. Предприятия, на которых изготавливается продукция 4Life, получили сертификаты NSF® International, удостоверяющие соответствие нормам Надлежащей производственной практики (GMP). Эти сертификаты подтверждают, что 4Life использует соответствующие методы, оборудование и контроль качества для обеспечения высочайшего качества производимых пищевых добавок. 4Life контролирует все аспекты технологического процесса, от подбора сырьевых материалов до упаковки, что гарантирует высочайшее качество продукции.



Внимание! Не превышайте рекомендованную суточную дозу. Пищевые добавки не являются заменой полноценного сбалансированного питания и здорового образа жизни. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. Хранить в сухом прохладном месте.